

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrp4/Abcc4 Para Wb, Elisa - O15439

Número do item: CM0020306



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao membro 4 da subfamília C de cassete de ligação de ATP humano (ABCC4/MRP4), validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar resistência a medicamentos, transporte e vias de sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRP4/ABCC4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10257
GeneID	10257
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1067-1325 do MRP4/ABCC4 humano (NP_005836.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15439
Peso Proteico	150kDa
Envio	Saco de gelo