


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl11 Para Wb, Elisa - Q9Y3B7

Número do item: CM0027484



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína ribossomal mitocondrial MRPL11 (L11mt). Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Apoia a pesquisa sobre ribossomos mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL11 Rabbit pAb
Observações/Alias	L11MT; CGI-113; MRP-L11; MRPL11
Espécie	Humano
GeneID	65003
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-192 da MRPL11 humana (NP_057134.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3B7
Peso Proteico	21kDa
Envio	Bolsa de gelo