


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mrpl12 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P52815

Número do item: CM0005312



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MRPL12 de alta especificidade validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta MRPL12 humano, de camundongo e de rato, uma proteína ribossomal mitocondrial envolvida na tradução e transcrição. Ideal para pesquisas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL12 Rabbit mAb
Observações/Apelido	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34
Espécie	Humano
GeneID	6182 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 46-198 do MRPL12 humano (NP_002940.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52815
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Saco com gelo