


Anti-Mrpl12 Pab De Coelho Para Wb - P52815

Número do item: CM0025591



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MRPL12 humano, uma proteína ribossômica mitocondrial envolvida na ativação da tradução e transcrição. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL12 pAb de coelho
Observações/Alias	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34; MRPL12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6182
GeneID	6182
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-198 de MRPL12 humano (NP_002940.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52815
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo