


Anticorpo Policlonais Anti-Mrpl13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byd1

Número do item: CM0029865



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MRPL13 validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de ribossomos mitocondriais, análise de expressão proteica e imuno-histoquímica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL13 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; MRPL13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28998
GeneID	28998
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-178 do MRPL13 humano (NP_054797.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYD1
Peso da Proteína	21kDa
Transporte	Saco de gelo