


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byd1

Número do item: CM0019641



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MRPL13 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Alvo na proteína L13 do ribossomo mitocondrial, 20 kDa. Ideal para pesquisas de função mitocondrial e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KD] MRPL13 Rabbit pAb
Observações/Alias	MRPL13; L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; proteína L13 do ribossomo mitocondrial
Espécie	Humano
GeneID (humano)	28998
GeneID	28998
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 70-178 do MRPL13 humano (NP_054797.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYD1
Peso da Proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo