


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl15 Para Wb, Elisa - Q9P015

Número do item: CM0019422



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-MRPL15 validado para WB e ELISA, com reação cruzada com MRPL15 de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de ribossomo mitocondrial e análise de expressão proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL15 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MRPL15; HSPC145; L15mt; MRP-L15; MRP-L7; RPML7; proteína ribossomal mitocondrial L15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29088
GeneID	29088
Imunógeno	Peptídeo sintético, peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 197-296 do MRPL15 humano (NP_054894.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P015
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo