


Anticorpo Policlonado Anti-Mrpl16 Para Wb, Elisa - Q9Nx20

Número do item: CM0023716



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao MRPL16 humano, uma proteína ribossomal mitocondrial. Validado para aplicações WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de ribossomo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL16 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	L16mt; uL16m; MRP-L16; PNAS-111; MRPL16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54948
GeneID	54948
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do MRPL16 humano (NP_060310.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NX20
Peso Molecular da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo