


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl18 Para Wb, If, Elisa - Q9H0U6

Número do item: CM0019998



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-MRPL18 validado para Western blot (WB), IF/ICC e ELISA. Reconhece MRPL18 humana e de camundongo, uma proteína ribossômica mitocondrial de 21 kDa envolvida na importação de rRNA 5S.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL18 Rabbit pAb
Observações/Alias	L18mt; HSPC071; MRP-L18; MRPL18
Espécie	Humana
GeneID	29074
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 da MRPL18 humana (NP_054880.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9H0U6
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo