


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl18 Para Wb & Elisa - Q9Cql5

Número do item: CM0024328



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Mrpl18 validado para WB e ELISA, direcionado à proteína ribossomal mitocondrial L18 (MRP-L18). Apresenta reatividade cruzada com Mrpl18 humano e de camundongo, apoiando estudos de ribossomo mitocondrial e importação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mrpl18 Rabbit pAb
Observações/Alias	HSPC071; MRP-L18; 1010001C05Rik; Mrpl18
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29074
ID do Gene	67681
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-180 do Mrpl18 de camundongo (NP_080586.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9CQL5
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo