


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl20 Para Wb E Elisa - Q9Byc9

Número do item: CM0021619



introdução

Anticorpo policlonal Anti-MRPL20 validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a estrutura do ribossomo mitocondrial e a síntese proteica. SWISS: Q9BYC9.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] MRPL20 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L20mt; bL20m; MRP-L20; MRPL20
Espécie	Humano
ID do Gene	55052 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-149 do MRPL20 humano (NP_060441.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYC9
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco com gelo