


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mrpl21 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Número do item: CM0004294



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o MRPL21, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de tradução de proteínas mitocondriais e ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] MRPL21 mAb de Coelho
Observações/Apelido	L21mt; bL21m; MRP-L21
Espécie	Humano
ID do Gene	219927
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-140 do MRPL21 humano (NP_852615.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z2W9
Peso da Proteína	13kDa/22kDa
Envio	Saco com gelo