


Anti-Mrpl21 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Número do item: CM0019764



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína ribossomal mitocondrial humana MRPL21 (bL21m). Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta uma banda em ~22kDa. Validado para pesquisa em tradução mitocondrial e biologia de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL21 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRPL21; L21mt; MRP-L21; proteína ribossomal mitocondrial L21
Espécie	Humano
GeneID	219927
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-140 do MRPL21 humano (NP_852615.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z2W9
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo