


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl22 Para Wb, Elisa - Q9Nwu5

Número do item: CM0021848



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MRPL22 humano, adequado para Western blot e ELISA. O MRPL22 é uma proteína ribossomal mitocondrial da subunidade grande, envolvida na síntese proteica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL22 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MRPL22; HSPC158; L22mt; MRP-L22; MRP-L25; RPML25; proteína ribossomal mitocondrial L22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29093
GeneID	29093
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-206 do MRPL22 humano (NP_054899.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NWU5
Peso Proteico	13kDa/14kDa/23kDa
Envio	Saco de gelo