

Anti-Mrpl23 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16540

Número do item: CM0023900



introdução

Anti-MRPL23 Anticorpo Policlonal de Coelho de alta qualidade para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em Humano, Rato, Camundongo. Tem como alvo a proteína ribossomal mitocondrial L23 (~18kDa) para uso em pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL23 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RPL23; L23MRP; RPL23L; MRPL23
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6150
ID do Gene	6150
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-153 do MRPL23 humano (NP_066957.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16540
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo