


Anticorpo Policlonais Anti-Mrpl24 Para Wb, Elisa - Q96A35

Número do item: CM0026160



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína ribossômica mitocondrial humana MRPL24. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Uma ferramenta para estudos de ribossomo mitocondrial e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL24 Coelho pAb
Observações/Alias	L24mt; MRP-L18; MRP-L24; MRPL24
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79590
GeneID	79590
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-216 da MRPL24 humana (NP_078816.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96A35
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo