


Anticorpo Policlonais Anti-Mrpl27 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0M9

Número do item: CM0021973



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MRPL27 validado por KD para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta MRPL27 humano e tem reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de síntese proteica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] MRPL27 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	L27mt; MRPL27
Espécie	Humano
GeneID	51264 (Humano)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 49-148 do MRPL27 humano (NP_057588.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P0M9
Peso Proteico	16kDa
Envio	Bolsa de gelo