


Anticorpo Monoclonal Anti-Mrpl28 Para Wb, Ip, Elisa - Q13084

Número do item: CM0003680



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado a MRPL28 (bL28m, p15, MAAT1). Validado para WB, IP, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa em ribossomos mitocondriais e antígenos tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL28 Rabbit mAb
Observações/Alias	p15; MAAT1; MRPL28
Espécie	Humano
ID do Gene	10573
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do MRPL28 humano (NP_006419.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13084
Peso Molecular da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo