


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl28 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13084

Número do item: CM0028710



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MRPL28 de alta qualidade validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA em amostras humanas e de rato. Ideal para estudos de ribossomos mitocondriais e antígenos associados ao melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MRPL28 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p15; MAAT1; MRPL28
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10573
GeneID	10573
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-256 do MRPL28 humano (NP_006419.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13084
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo