


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl3 Para Wb, Elisa - P09001

Número do item: CM0024175



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína ribossomal mitocondrial L3 humana (MRPL3). Adequado para Western blotting e ELISA; validado em amostras humanas. Ideal para pesquisa de ribossoma mitocondrial e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL3 Rabbit pAb
Observações/Alias	MRPL3; COXPD9; MRL3; RPML3; proteína ribossomal mitocondrial L3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11222
ID do Gene	11222
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 249-348 do MRPL3 humano (NP_009139.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09001
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Envio	Em saco de gelo