


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl30 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tcc3

Número do item: CM0024307



introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade contra MRPL30 humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Adequado para estudos de ribossomos mitocondriais e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL30 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L28MT; L30MT; MRPL28; RPML28; MRP-L28; MRP-L30; MRPL28M; MRPL30
Espécie	Humano
ID do Gene	51263
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-161 do MRPL30 humano (NP_660213.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8TCC3
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo