


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl32 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byc8

Número do item: CM0016931



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o MRPL32 humano, uma proteína ribossômica mitocondrial essencial para a síntese de proteínas mitorribossômicas. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas e diagnósticos mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MRPL32 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	L32mt; HSPC283; MRP-L32; bMRP-59b; MRPL32
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	64983
ID do gene	64983
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-188 do MRPL32 humano (NP_114109.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9BYC8
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo