

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Mrpl33 Para Ihc-P, Elisa - 075394

Número do item: CM0020174



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho Anti-MRPL33 validado para IHC-P e ELISA. Tem como alvo a proteína ribossômica mitocondrial humana L33 (bL33m), um componente da subunidade grande 39S. Adequado para pesquisa de tradução mitocondrial e estudos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MRPL33 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	L33mt; bL33m; C2orf1; RPL33L; MRP-L33; MRPL33
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9553
ID do Gene	9553
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-65 do MRPL33 humano (NP_004882.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	075394
Peso Molecular da Proteína	7kDa
Transporte	Bolsa de gelo