

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl38 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Dv4

Número do item: CM0021478



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MRPL38 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta MRPL38 humano, de rato e de camundongo, uma proteína da subunidade ribossomal mitocondrial grande. Ideal para estudos de tradução mitocondrial e expressão proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MRPL38 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L38MT; RPML3; MRP-L3; HSPC262; MRP-L38; MRPL38
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64978
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96DV4
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo