


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl39 Para Wb - Q9Nyk5

Número do item: CM0014379



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para MRPL39, uma proteína da grande subunidade ribossômica mitocondrial. Validado para análises por WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MRPL39 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	L5mt; L39mt; MRPL5; RPML5; MRP-L5; PRED22; PRED66; MSTP003; C21orf92; MRPL39
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	54148
ID do gene	54148
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-338 da MRPL39 humana (NP_059142.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NYK5
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo