


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl40 Para Wb, Elisa - Q9Nq50

Número do item: CM0021409



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o MRPL40 humano (mL40, proteína ribossomal mitocondrial L40). Adequado para WB, ELISA. Detecta o MRPL40 endógeno em ~24 kDa. Validado em amostras humanas para pesquisa mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL40 pAb de Coelho
Observações/Apelido	URIM; L40mt; NLVCF; MRPL22; MRP-L22; MRP-L40; MRPL40
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64976
GeneID	64976
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-206 do MRPL40 humano (NP_003767.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NQ50
Peso Molecular da Proteína	24kDa
Envio	Em saco de gelo