


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl42 Para Wb E Elisa - Q9Y6G3

Número do item: CM0018455



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-MRPL42 validado para Western Blot e ELISA. Reage com Humano, Camundongo. Reconhece a proteína ribossomal mitocondrial L42 (17kDa). Ideal para pesquisa mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL42 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L31MT; L42MT; S32MT; MRPL31; MRPS32; PTD007; RPML31; HSPC204; MRP-L31; MRP-L42; MRP-S32; MRPL42
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28977
GeneID	28977
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 do MRPL42 humano (NP_054769.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y6G3
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de Gelo