


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl43 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N983

Número do item: CM0019073



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MRPL43 humano, uma proteína ribossomal mitocondrial. Adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL43 pAb Coelho
Observações/Apelido	L43mt; MRP-L43; bMRP36a; MRPL43
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84545
GeneID	84545
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-155 do MRPL43 humano (NP_789762.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N983
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo