


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl46 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Eqi8

Número do item: CM0023475



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Mrpl46 validado para Western blot, IHC-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína mL46 da subunidade ribossomal grande mitocondrial (proteína ribossomal 39S L46), um componente do ribossomo mitocondrial essencial para a tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mrpl46 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; 3110052F15Rik; Mrpl46
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26589
ID do Gene	67308
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 do Mrpl46 de camundongo (NP_075820.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9EQI8
Peso da Proteína	32kDa
Transporte	Bolsa de gelo