


## Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl50 Para Wb, Elisa - Q8N5N7

Número do item: CM0024394



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína ribossomal mitocondrial humana MRPL50 (mL50, MRP-L50). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano. Útil para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MRPL50 Coelho pAb                                                                                                 |
| Observações/Apelido | mL50; MRP-L50                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 54534                                                                                                             |
| GeneID              | 54534                                                                                                             |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MRPL50 humana (NP_061924.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                            |
| SWISS               | Q8N5N7                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 18kDa                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                      |