


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl52 (Validado Por Kd) Para Wb E Elisa - Q86Ts9

Número do item: CM0020541



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MRPL52 validado por KD para Western blot e ELISA. Detecta a proteína L52 da ribossomo mitocondrial humana (14 kDa, Q86TS9). Adequado para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] MRPL52 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	mL52, proteína ribossomal 39S L52, L52mt, MRP-L52, Mrpl52, RM52
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	122704
GeneID	122704
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 24-123 do MRPL52 humano (NP_848026.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86TS9
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo