


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl54 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P161

Número do item: CM0014748



introdução

O MRPL54 Rabbit pAb detecta especificamente a proteína mL54 (L54mt) da subunidade ribossomal grande mitocondrial humana. Validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisa de tradução mitocondrial e ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL54 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L54mt; MRP-L54; MRPL54
Espécie	Humano
GeneID (humano)	116541
GeneID	116541
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-138 do MRPL54 humano (NP_758455.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6P161
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Em saco de gelo