


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl55 Para Wb E Elisa - Q9Cz83

Número do item: CM0024137



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a proteína ribossomal mitocondrial Mrpl55. Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa mitocondrial e estudos de síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mrpl55 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L55mt; MRP-L55; 2810038N09Rik; Mrpl55
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	128308
ID do Gene	67212
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-127 do Mrpl55 de camundongo (NP_001289265.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9CZ83
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de Gelo