


Anticorpo Monoclonal Anti-Mrps11 Para Wb, If-P, Elisa - P82912

Número do item: CM0005185



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o MRPS11 humano, uma proteína ribossomal mitocondrial. Validado para WB, IF-P, ELISA e reativo cruzado com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS11 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HCC-2; S11mt; MRP-S11
Espécie	Humano
GeneID (humano)	64963
GeneID	64963
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 95-194 do MRPS11 humano (NP_001308899.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P82912
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo