


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P82912

Número do item: CM0023147



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MRPS11, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta a proteína ribossomal mitocondrial S11 em humanos, camundongos e ratos. Útil para pesquisas sobre função mitocondrial e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MRPS11; HCC-2; MRP-S11; S11mt; proteína ribossomal mitocondrial S11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64963
GeneID	64963
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 95-194 do MRPS11 humano (NP_001308899.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P82912
Peso Proteico	16kDa/20kDa
Envio	Saco de gelo