

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps12 Para Wb, Elisa - O15235

Número do item: CM0020367



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína ribossomal mitocondrial humana MRPS12, adequado para WB e ELISA. Validado para amostras humanas; PM esperado ~15 kDa. Ideal para pesquisa de tradução mitocondrial. UniProt: O15235.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRPS12; MPR-S12; MT-RPS12; RPMS12; RPS12; RPSM12; proteína ribossomal mitocondrial S12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6183
ID do Gene	6183
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 20-138 do CYB5R3 humano (NM_000398.7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15235
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo