


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps14 Para Wb, Elisa - O60783

Número do item: CM0015358



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MRPS14 humano (uS14m), uma proteína ribossomal mitocondrial. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Útil para estudos de tradução mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS14 pAb de Coelho
Observações/Alias	S14mt; COXPD38; MRP-S14; HSMRPS14; DJ262D12.2; MRPS14
Espécie	Humano
GeneID	63931
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-128 do MRPS14 humano (NP_071383.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60783
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo