


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mrps15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82914

Número do item: CM0006187



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-MRPS15 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece a proteína ribossômica mitocondrial humana S15 (MRP-S15, uS15m), um componente da subunidade ribossomal pequena 28S. Adequado para aplicações diagnósticas e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS15 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	DC37, S15mt, RPMS15, MPR-S15, MRPS15
Espécie	Humano
GeneID	64960
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 158-257 da MRPS15 humana (P82914).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P82914
Peso da Proteína	30kDa
Transporte	Bolsa de gelo