


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps18A Para Wb E Elisa - Q9Nvs2

Número do item: CM0022655



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MRPS18A (mL66) de alta qualidade para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre a função das proteínas ribossômicas mitocondriais. 22 kDa. Q9NVS2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS18A pAb de Coelho
Observações/Alíases	mL66; S18bmt; S18mt-a; MRPS18-3; HumanS18b; MRP-S18-3; MRP-S18-a; MRPS18A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55168
GeneID	55168
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 97-196 da MRPS18A humana (NP_060605.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NVS2
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo