

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps18B Para Wb, Elisa - Q9Y676

Número do item: CM0018119



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MRPS18B humano (proteína ribossômica mitocondrial mS40). Adequado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para pesquisas sobre tradução mitocondrial e ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	MRPS18B Rabbit pAb
Observações/Apelido	PTD017; S18amt; C6orf14; HSPC183; MRPS18-2; HumanS18a; MRP-S18-2; MRPS18B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	28973
GeneID	28973
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-258 da MRPS18B humana (NP_054765.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y676
Peso da proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo