


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps18C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3D5

Número do item: CM0021920



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MRPS18C, uma proteína ribossomal mitocondrial da subunidade pequena 28S. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Para pesquisa de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS18C pAb de Coelho
Observações/Apelido	CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51023
GeneID	51023
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 do MRPS18C humano (NP_057151.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3D5
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo