

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y399

Número do item: CM0015344



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho reconhece o MRPS2 humano (S2mt), um componente do ribossomo mitocondrial essencial para a síntese proteica. Validado para WB, IHC-P e ELISA; também detecta o MRPS2 de camundongo. Apoiar estudos de tradução mitocondrial e de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S2mt; CGI-91; MRP-S2; COXPD36; MRPS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51116
GeneID	51116
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-296 do MRPS2 humano (NP_057118.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Y399
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo