


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D9

Número do item: CM0023817



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o MRPS23 humano, uma proteína ribossomal mitocondrial implicada na doença mitocondrial primária e na COXPD46. Validado para aplicações em Western blot, IF/ICC e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS23 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51649
GeneID	51649
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-190 do MRPS23 humano (NP_057154.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3D9
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de Gelo