

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Mrps23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D9

Número do item: CM0023807

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MRPS23 humano, uma proteína ribossômica mitocondrial implicada na doença mitocondrial primária e na COXPD46. Validado para aplicações de Western blot, IF/ICC e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS23 Coelho pAb
Observações/Apelidos	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51649
GeneID	51649
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-190 da MRPS23 humana (NP_057154.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3D9
Peso Proteico	22kDa
Envio	Bolsa de gelo