


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps26 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byn8

Número do item: CM0030745



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MRPS26 humano, validado em WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de ribossomos mitocondriais e estudos de expressão proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS26 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GI008; MRPS13; RPMS13; MRP-S13; MRP-S26; NY-BR-87; C20orf193; dj534B8.3; MRPS26
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64949
GeneID	64949
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 do MRPS26 humano (NP_110438.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYN8
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo