


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps28 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q9

Número do item: CM0028363



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MRPS28 humano (bS1m), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Adequado para pesquisa de tradução mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS28 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRPS35; COXPD47; HSPC007; MRP-S28; MRP-S35; MRPS28
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	28957
ID do Gene	28957
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-187 do MRPS28 humano (NP_054737.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y2Q9
Peso Proteico	21kDa
Envio	Em saco de gelo