


Anticorpo Policlonal Anti-Mrps30 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Np92

Número do item: CM0024892



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MRPS30 humano (também conhecido como PAP, PDCD9, S30mt). Validado para aplicações WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com proteína ribossomal mitocondrial mL65 de humano, rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS30 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PAP; PDCD9; S30mt; MRP-S30; MRPS30
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10884
GeneID	10884
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-439 do MRPS30 humano (NP_057724.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NP92
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo