


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mrps31 Para Wb, Elisa - Q92665

Número do item: CM0002671



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra MRPS31 humano (proteína ribossomal mitocondrial S31). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MRPS31
Observações/Apelido	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10240
GeneID	10240
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 296-395 do MRPS31 humano (Q92665).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92665
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo