


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps31 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92665

Número do item: CM0016539



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína ribossomal mitocondrial MRPS31 (S31mt, MRP-S31). Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA em amostras humanas e de ratos. Detecta uma banda em ~45 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS31 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10240
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 66-395 do MRPS31 humano (NP_005821.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q92665
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo