


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps35 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82673

Número do item: CM0017624



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para MRPS35 humano, uma proteína ribossomal mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Suporta pesquisas sobre ribossomos mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS35 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MDS023; MRPS28; MRP-S28; HDCMD11P; MRPS35
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60488
GeneID	60488
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 do MRPS35 humano (NP_068593.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P82673
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco com gelo